


链霉素和素磁珠 产品手册



北京百欧泰生物科技有限公司

www.biotyscience.com

中国 北京

目录

链霉亲和素磁珠产品介绍.....	3
产品信息.....	3
优势	4
公司介绍.....	6
.....	6

链霉亲和素磁珠产品介绍

链霉亲和素磁珠与超顺磁性铁磁珠和高纯度链霉亲和素共价结合。它可以轻松、快速、有效地结合和分离许多生物素化配体，如生物素标记的抗体、蛋白酶、核酸或其他生物素标记的靶分子。这种链霉亲和素-生物素的高亲和力在生物实验中具有广泛的应用。链霉亲和素与磁珠结合后，使得生物素化样品的捕获、漂洗和检测过程变得更加容易，系统优化后的系统更简单，适合大规模优化多样品自动运行。

产品信息

类型：磁粉

浓度： 10 毫克/毫升

铁芯： Fe₃O₄

外壳： 聚苯乙烯

表面： 链霉亲和素

直径： 0.05-40 微米

铁 (Fe) 含量 : 30%

尺寸： 2 毫升或其他尺寸

缓冲液： 10 mM PBS, pH 7.4, 0.01% NaN₃。

储存： 储存于 2 - 8° C。 不要冻结。 避光。

Cat	Product Name	Concentration	Size
ABA-2-23	Streptavidin Magnetic Particles, 0.05 um	1 mg/mL	1ml
ABA-2-24	Streptavidin Magnetic Particles, 0.1 um	1 mg/mL	1ml
ABA-2-18	Streptavidin Magnetic Particles, 0.15 um	1 mg/mL	2ml
BMB-02-S	Streptavidin Magnetic Particles, 0.2 um	1 mg/mL	1ml
ABA-2-70	Streptavidin Magnetic Particles, 0.3 um	10 mg/mL	1ml
ABA-2-20	Streptavidin Magnetic Particles, 0.5 um	10 mg/mL	1ml
BMB-1-S	Streptavidin Magnetic Particles, 1 um	10 mg/mL	1ml
BMB-2-S	Streptavidin Magnetic Particles, 2 um	10 mg/mL	1ml
ABA-2-27	Streptavidin Magnetic Particles, 2.8 um	10 mg/mL	1 ml
BMB-3-S	Streptavidin Magnetic Particles, 3 um	10 mg/mL	2ml
ABA-2-22	Streptavidin Magnetic Particles, 4.5 um	10 mg/mL	2ml
BMB-5-S	Streptavidin Magnetic Particles, 5 um	10 mg/mL	1ml
BMB-10-S	Streptavidin Magnetic Particles, 10 um	10 mg/mL	1ml
BMB-15-S	Streptavidin Magnetic Particles, 15 um	10 mg/mL	1ml
BMB-20-S	Streptavidin Magnetic Particles, 20 um	10 mg/mL	1ml
BMB-30-S	Streptavidin Magnetic Particles, 30 um	10 mg/mL	1ml
BMB-40-S	Streptavidin Magnetic Particles, 40 um	10 mg/mL	1ml

优势

粒径均匀，超顺磁性，磁响应快

在溶液中具有良好的分散性和再悬浮性

操作简单，检测效率和灵敏度高

方便自动操作

良好的重复性

可应用于免疫检测和分离

将产品存放在 2-8° C 下，避免阳光直射。

不要冻结。 冷冻会导致金纳米粒子的不可逆聚集。

公司介绍

北京百欧泰生物科技有限公司由海归人才和行业资深专家创办，是一家生产型生物高新技术企业。致力于为全球制药企业、诊断试剂企业、科研试剂研发企业、高校和科研院所等生命科学科研人员提供蛋白、抗体、纳米材料等高质量生物产品的技术支持与服务。

北京百欧泰生物科技有限公司

www.biotyscience.com

地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D3032

邮箱: info@biotyscience.com

联系人: 李老师

服务热线: +86 136 8125 6816

